





GlobalMed

/ Przeniesienie Bazy Danych Na Nowy
Komputer /



Procedura instalacji programu.

1. Na poprzednim komputerze uruchamiamy program KopiaDB.Exe , znajdujący się w katalogu C:/Norcom/GlobalZPO/KopiaDB.EXE





2. Zapisany plik kopiujemy na nośnik pamięci przenośnej (pendrive) i przenosimy na nowy komputer i kopiujemy do katalogu C:/Norcom/GlobalZPO

3. Na nowym komputerze instalujemy program GlobalMed w wersji demo , do pobrania z naszej strony www.globalmed.pl -> Pobieranie -> Instalator GlobalMED – POBIERZ [20 MB].
4. Po instalacji na nowym komputerze , uruchamiamy ponownie program KopiaDB.EXE C:/Norcom/GlobalZPO/KopiaDB.EXE , i klikamy Odtwórz , wskazując wcześniej przeniesiony plik z kopią bezpieczeństwa.



5. Po odtworzeniu kopii bezpieczeństwa , uruchamiamy program Aktualizuj.EXE (C:/Norcom/GlobalZPO/Aktualizuj.EXE) , wskazujemy źródło INTERNET i aktualizujemy program GlobalMed oraz bazę danych do najnowszej wersji.





6. Po wykonaniu aktualizacji uruchamiamy program GlobalMed, podajemy NIP, oraz Numer Klienta. (Numer klienta znajduje się na fakturach proformach z Naszej Firmy).

Po ponowym uruchomieniu program jest gotowy do pracy .